

## Porównanie weterynaryjnych, przenośnych aparatów RTG marki Kalmic

Cecha/Model	EPX-F1600	EPX-F2400	EPX-F2800	EPX-3200	EPX-F4000	EPX-F5000
Maksymalna moc wyjściowa	1.6 kW	2.4 kW	2.8 kW	3.2 kW	4 kW	5 kW
Częstotliwość generatora	100 kHz	70 kHz	70 kHz	70 kHz	70 kHz	70 kHz
Zakres kV	40-90 kV	40-100 kV	40-120 kV	40-100 kV	50-110 kV	50-110 kV
Zakres mA	12-30 mA	16-40 mA	12-40 mA	25-60 mA	20-80 mA	10-100 mA
Zakres mAs	0.4-100 mAs	0.4-100 mAs	0.4-100 mAs	0.4-100 mAs	0.4-100 mAs	0.4-100 mAs
Ogniskowa punktu	1.2 x 1.2 mm	1.2 x 1.2 mm	1.2 x 1.2 mm	2.0 x 2.0 mm	1.8 x 1.8 mm	1.8 x 1.8 mm
Kąt docelowy	19°	16°	16°	16°	15°	15°
Magazynowanie ciepła anody	10 kHU	50 kHU	50 kHU	40 kHU	42 kHU	42 kHU
Napięcie wejściowe	110/220 V	110/220 V	110/220 V	200-240 V	200-240 V	200-240 V
Faza / częstotliwość	Pojedyncza /50-60 Hz					
Wymiary (mm)	335x153x170	360x200x190				
Rozmiar opakowania (mm)	520x400x330					
Waga netto kg	6.8	11	12	12	12	12
Waga brutto kg	20	22	22	22	22	22