



VetFlo™

Tradycyjny parownik
Już od **13 388,00 zł**



Zestawy do intubacji

Już od **3 038,00 zł**



Komory indukcyjne

Już od **428,00 zł**



SurgiSuite

Platforma chirurgiczna
Już od **1 328,00 zł**




Systemy grzewcze

FIT Warming
Systemy do utrzymania temperatury ciała z matami na daleką podczerwień (FIR)
Już od **1 688,00 zł**



GenieTouch™

Pompa strzykawkowa z funkcją infuzji i aspiracji
Specjalna promocyjna cena:
4 000,00 zł



Niskoprofilowe maski anestetyczne

5 masek **401,00 zł**



MouseSTAT® Jr.

Ręczny pulsoksymetr dla myszy i szczurów
Specjalna promocyjna cena:
4 770,00 zł

Innowacyjne produkty do Twoich badań





Parownik niskoprzepływowy
Już od **22 388,00 zł***

- Zintegrowany elektroniczny parownik
Automatyczne obliczenie szybkości przepływu na podstawie masy ciała zwierzęcia
- Wbudowany kompresor powietrza
Wykorzystanie powietrza z pomieszczenia lub sprężonego gazu
- Szybkość przepływu od 25mL do 1L
Mniejsze zużycie izofluranu
- Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
Prosta obsługa
- Funkcja przepłukiwania komory indukcyjnej
Minimalizacja narażenia personelu na działanie gazów anestetycznych
- Możliwość anestezji wielu zwierząt*
Większa wydajność

* Skontaktuj się z nami! Z przyjemnością zapoznamy się z Twoim protokołem badawczym, aby potwierdzić, że nasz system spełnia Twoje wymagania.

Moduły już od **17 888,00 zł**

***Oferta specjalna:** przy zakupie SomnoSuite, PhysioSuite, RoVent Jr. lub CODA, moduł RightTemp do monitoringu i utrzymania temperatury ciała zwierząt otrzymasz **BEZPŁATNIE**.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

SomnoSuite



Tradycyjne systemy anestezjologiczne



Mniej izofluranu



Izofluran

vs




Mniej odpadowego gazu anestetycznego



Zużycie kanistrów z węglem aktywnym

vs



**Bezpieczniejszy dla Ciebie.
Bezpieczniejszy dla Twoich zwierząt.**

*Dane referencyjne: Czas: ponad 1 rok, 8 godzin dziennie. Zwierzę: mysz ok. 30g. Stężenie izofluranu: 2%. Podawanie gazu: maska anestetyczna.



Monitor CODA
1 zwierzę

Monitor nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi

Już od **22 275,00 zł***

- Pomiar u przytomnych lub uśpionych zwierząt
- Myszy już od 8g, szczury aż do 950g
- Ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie oraz tętno
- Rozkurczowe ciśnienie tętnicze zmierzone, nie obliczone
- Możliwość stosowania u zwierząt o ciemnym umaszczeniu np. myszy C57BL/6
- Kompatybilność z MRI



Systemy wielostanowiskowe CODA
dla 2,4,6 lub 8 zwierząt (sieć, aż do 48 zwierząt)

System CODA dla 4 zwierząt
Już od **35 708,00 zł***




Monitor parametrów fizjologicznych z funkcją grzania i modułami kontroli temperatury i wentylacji

Już od **4 388,00 zł***

- Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
Prosta obsługa
- Moduł pulsoksymetrii i HR
Precyzyjny pomiar tętna do 900 bpm
- Moduł monitoringu temperatury z homeotermicznym kontrolerem temperatury
Bezpieczne utrzymywanie temperatury ciała zwierzęcia
- Moduł zautomatyzowanej wentylacji
Wentylacja zwierząt od 3g do 1250g
- Moduł EtCO₂ i częstości oddechów
Dostarcza jasny i precyzyjny kapnogram

Moduły już od **17 888,00 zł**



Automatyczny respirator dla małych zwierząt

Specjalna cena promocyjna 8078,00 zł*

- W pełni automatyczny z ekranem dotykowy
Bezpieczna wentylacja korzystająca z ustawień obliczanych automatycznie na podstawie masy ciała zwierząt
- Wentylacja zwierząt od 3g do 1250g
Idealny dla myszy, szczurów i małych zwierząt
- Wentylacja ograniczona objętością lub ciśnieniem
Oszczędność powierzchni dzięki jednemu respiratorowi pracującemu w dwóch trybach wentylacji
- Moduł RightTemp® z funkcją grzania i kontroli temperatury
Ogrzewanie i automatyczna regulacja temperatury ciała zwierzęcia
- Możliwość wentylacji wielu zwierząt*
Większa wydajność

* Skontaktuj się z nami! Z przyjemnością zapoznamy się z Twoim protokołem badawczym, aby potwierdzić, że nasz system spełnia Twoje wymagania.

+ 48 61 861 60 04
info@animalab.eu
www.animalab.eu