

Intubacja myszy i szczurów

ANIMA LAB
wyposażenie zwierzętarni i laboratoriów • modele zwierzęce



Cechy i zalety

- **Zintegrowana maska anestetyczna**
Dostarcza izofluran w trakcie intubacji
- **Pozycjoner karku**
Wyrównuje ułożenie dróg oddechowych
- **Oświetlenie światłowodowe**
Poprawia widoczność w trakcie zabiegu

kentscientific.com

animalab.pl

Zamów zestaw do intubacji

info@animalab.pl | www.animalab.pl

 **Kent Scientific**
CORPORATION

Intubacja małych zwierząt nadal stanowi wyzwanie dla naukowców. Dzięki zintegrowanej masce anestetycznej zestaw intubacyjny Kent Scientific umożliwia podawanie izofluranu podczas zabiegu, co ułatwia intubację małych zwierząt.

Możliwość regulacji kąta ułożenia szyi umożliwia wyrównanie struktur dróg oddechowych w celu wizualizacji strun głosowych.

Oświetlenie poprawia widok dróg oddechowych.

Zestaw do intubacji zawiera:

- Platforma intubacyjna, ustawia zwierzę pod kątem 60°
- Statyw do intubacji z regulowanym pozycjonowaniem głowy
- Maskę antestetyczną do dostarczania gazu w trakcie intubacji
- Rurki i złącza maski anestetycznej, dł. ok. 90 cm
- Oświetlenie światłowodowe
- Cewniki do intubacji (5 szt./op.)
- Linka, dł. 1 m
- Mała szpatułka
- Małe lusterko
- Zasilacz

1-rok 100% gwarancji



Klin bezpieczeństwa rurki intubacyjnej ma za zadanie pomóc we wprowadzeniu cewnika do tchawicy i zminimalizować ryzyko zbyt głębokiego wprowadzenia kaniuli.

Podczas intubacji klin poprowadzi końcówkę cewnika we właściwe miejsce pomiędzy krtanią a ostrogą tchawicy.

Po założeniu ciasny krój zapewnia dwustronną wentylację i ogranicza przecieki powietrza z okolic cewnika.



Zintegruj Zestaw do intubacji
z systemem SurgiSuite