

Opis produktu**SERIA AC**

Zmywarki do butelek oraz klatek dla zwierząt

- **NIEZALEŻNY SYSTEM MYCIA I PŁUKANIA**
- **WIELOETAPOWY PROCES FILTROWANIA WODY Z SAMOCZYSZCZĄCYM FILTREM**
- **OPCJA JEDNODRZWIOWA LUB PRZELOTOWA**
- **DUŻEJ POJEMNOŚCI POJEMNIK NA DETERGENTY**
- **ŁATWY DOSTĘP DO MODUŁÓW SERWISOWYCH**

**AC 1200****WYMIARY KOMORY MYJĄCEJ****AC 1200**

W 765 x D 900 x H 815 mm
W 30.12" x D 35.43" x H 32.09"

AC 1300

W 1550 x D 730 x H 815 mm
W 61.02" x D 28.74" x H 32.09"

AC 1400

W 1550 x D 900 x H 815 mm
W 61.02" x D 35.43" x H 32.09"

**AC 1300 / AC 1400**

Zmywarki serii **AC 1200/1300/1400** to doskonałe rozwiązanie dla utrzymywania w czystości klatek, butelek oraz innego standardowego wyposażenia zwierzętarni.

Dzięki bardzo krótkiemu cyklowi pracy, trwającego do kilku minut istnieje możliwość obsłużenia wielu klatek przy wysiłku zredukowanym do minimum.

Różne wielkości urządzeń pozwalają na dobranie optymalnego sprzętu do potrzeb.

AC 1300 / 1400**MYCIE ZBIORNIKÓW DO HODOWLI ZEBRAFISH**

specjalna technologia eliminująca wszelkie pozostałości biofilmu oraz glonów po procesie mycia



Opis produktu

SERIA AC 7500 / 8500



AC 7500

Zmywarki serii 7500/8500 to idealne modele dla dużych jednostek. Charakteryzują się wysoką ładownością i krótkim czasem trwania cyklu. Szerokie możliwości konfiguracji urządzeń umożliwiają dobranie rozwiązania spełniającego wszelkie stawiane wymagania:

- Ruchome dysze pokrywające wodą pod wysokim ciśnieniem całą powierzchnię wsadu
- Dostępne modele przelotowe, bądź jednodrzwiowe
- Oświetlenie wnętrza komory umożliwiające inspekcji procesu
- Możliwość użycia jako komory dekontaminacyjnej poprzez użycie generatora zamgławiania chemicznego



AC 8500

AC 7500:

Drzwi : 1170mmx2150mm (46"x89")

Głębokość komory: 2300mm (90")

AC 8500:

1170mmx2150mm

2300mm


ODDZIELNE
OBWODY MYCIA
I PŁUKANIA



WIELOETAPOWY
SYSTEM
FILTRACJI WODY



SYSTEM
KOLEKTORÓW



W PEŁNI USZCZELNIONA
KOMORA DO PROCESU
DEKONTAMINACJI



MITO 2B ZMYWARKA DO BUTELEK

Półautomatyczna zmywarka do butelek

- 2 kosze mieszczące 18 butelek na cykl
- łatwa integracja ze stołem do ładowania i rozładowania, łaźnia ultradźwiękowa dla kapsli, moduł napełniania.
- niezależny system mycia i płukania
- dysze docierające do każdego miejsca w butelce

DOZOWNIK ŚCIÓŁKI

Dozownik świeżej ściółki charakteryzuje się:

- ergonomią
- bezpieczeństwem dla operatora
- ochroną przed alergenami
- odpowiedni do wielu typów ściótek
- jednostka wolnostojąca



DOZOWNIK ŚCIÓŁKI

MITO 2B