


Konwencjonalne klatki dla zwierząt



Typ II	Typ II L	Typ III	Typ III H	Typ IV	Typ IVS
Powierzchnia podłoga:					
375cm ²	553cm ²	840cm ²	820cm ²	1 875cm ²	1 400cm ²
Polikarbon:					
•	•	•	•	•	•
Polisulfon:					
•	•	•	•	•	•

Druciane pokrywy do klatek





Typ II	Typ II L	Typ III	Typ III H	Typ IV	Typ IV H	Typ IVS
Stal nierdzewna:						
•	•	•	•	•	•	•

Butelki do klatek



250ml	300ml	400ml	450ml	500ml	750ml	900ml
Polikarbon:						
•	•	•	X	•	•	•
Polysulfon:						
•	X	X	•	•	•	•



Regały do klatek



Regał standardowy



Regał lekki



Regał z drucianymi półkami



Regał z pełnymi półkami

Materiał:

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Wymiary:

Regały dostępne dla wszystkich typów klatek

Regały dostępne dla wszystkich typów klatek

Wózek do koszy na butelki



Wózek do 9 koszy na butelki





Materiał: Stal nierdzewna

4 kółka, z czego 2 z hamulcem


Składowanie w stosie

Dostępny w różnych rozmiarach

NexGen IVC dla myszy



NexGen IVC dla szczurów



IVC dla myszy

Od 48 do 162 klatek

IVC dla szczurów

Od 30 do 70 klatek

Regał jedno- lub dwustronny

Wyposażony w filtr HEPA

Klatki wykonane z polisulfonu

Autoklawowalny

Zalety:

- Niskie zużycie energii
- Przepływ powietrza na poziomie klatki
- Obsługiwany za pomocą iPada
- Możliwość zamontowania wentylatora naregłowego
- Stabilna i lekka konstrukcja