

Oferując wyposażenie przeznaczone do zwierzętarni, korzystamy z szerokiej sieci naszych dostawców i ich specjalizacji w branży life science. Dostarczamy zarówno gotowe stacje robocze ułatwiające zarządzanie przepływem pracy w obiektach przeznaczonych dla zwierząt, jak i projektujemy kompleksowe systemy pod indywidualne zamówienia. Animalab zapewnia również serwis całego wyposażenia zwierzętarni oraz laboratorium.

Phantom2™

- Przepływ powietrza klasy 3 zgodnie z normą ISO
- Zwiększona ochrona, dzięki aktywnej barierze zabezpieczającej
- Łatwa obsługa oraz najlepsza w swojej klasie ergonomiczna konstrukcja urządzenia
- Duża przestrzeń użytkowa, dzięki powiększonej powierzchni roboczej

Allentown
Improving Life – it's in our DNA.

Modele	Wymiary powierzchni roboczej [mm]	
	szer.	gł.
Panthom2 Mini	724	635
Panthom2 Standard	978	635
Panthom2 Long	1232	635



SychemCHANGE

- Przepływ powietrza klasy 3 zgodnie z normą ISO
- Filtry HEPA H14
- Przyjazny dla użytkownika interfejs wraz z ekranem dotykowym
- Ergonomiczne, elektrycznie regulowane nogi
- Blat roboczy wykonany z TRESPA®, odporny na uderzenia mechaniczne oraz substancje chemiczne

SYCHEM

Modele	Wymiary powierzchni roboczej [mm]	
	szer.	gł.
SychemCHANGE level	1208	666
SychemCHANGE dipped	1208	712
SychemCHANGE XL level	1508	666
SychemCHANGE XL dipped	1508	712



nordic labtech

- Filtry HEPA H14
- Podwójnie wentylowane blaty stołów, dzięki którym nie dochodzi do powstawania zanieczyszczeń krzyżowych pomiędzy prawą i lewą stroną stacji roboczej
- Bardzo niski poziom hałasu podczas wykonywanej pracy <52 dB!


Mobilna jednostka do wymiany klatek nSAFE

Modele	Wymiary powierzchni roboczej [mm]	
	szer.	gł.
nSAFE 1300	1045	677
nSAFE 1600	1345	677

Zarządzanie ściółką w zwierzętarni


Dzięki współpracy z firmą Dustcontrol, projektujemy różnorodne opcje zarówno dostarczania jak i utylizacji ściółki ze zwierzętarni. Posiadamy szeroką gamę niestandardowych rozwiązań.

- Łatwe dostarczanie ściółki do silosu dozującego za pomocą dużych worków
- Możliwość czasowego magazynowania czystej ściółki w silosach
- Utylizacja zanieczyszczonej ściółki bezpośrednio do leja zasypowego umieszczonego przy stacji myjącej
- Przechowywanie zużytej ściółki w szczelnym kontenerze próżniowym
- Stacja robocza wraz z separatorem pyłu, wytwornicą próżni oraz z panelem sterowania



Healthy Business
Dustcontrol

Dozowniki ściółki



SychemFILL XL

- Trój etapowa filtracja umożliwiająca cichą pracę
- Podwójna rynna zrzutowa oraz przesuwana powierzchnia robocza
- Dostępny model SychemWASTE XL jest wyposażony w rozdrabniacz wraz z systemem przenośników, dzięki czemu pozwala to na zmniejszenie częstotliwości wymiany pojemników, a także na zwiększenie przepustowości obsługi klatek.

SychemFILL XL

Allentown
Improving Life – it's in our DNA.



Phantom BDS

- Energooszczędny – zużywa do 62% mniej energii
- Zwiększona ochrona personelu, dzięki specjalnemu systemowi do usuwania zanieczyszczeń z kontenerów
- Łatwa obsługa oraz najlepsza w swojej klasie ergonomiczna konstrukcja
- Podwójne oświetlenie

Stacje usuwania ściółki

SYCHEM

SychemWASTE

- Trój etapowa filtracja umożliwiająca cichą pracę
- Podwójna rynna zrzutowa oraz przesuwana powierzchnia robocza
- Dostępny model SychemWASTE XL jest wyposażony w rozdrabniacz wraz z systemem przenośników, co pozwala na zmniejszenie częstotliwości wymiany pojemników, a także na zwiększenie przepustowości obsługi klatek.



Allentown
Improving Life – it's in our DNA.

Phantom BDS

- Energooszczędny – zużywa do 62% mniej energii
- Zwiększona ochrona personelu, dzięki specjalnemu systemowi do usuwania zanieczyszczeń z kontenerów
- Łatwa obsługa oraz najlepsza w swojej klasie ergonomiczna konstrukcja
- Podwójne oświetlenie



Prysznic powietrzny, służy do przenoszenia materiału, urządzenia dzielące strefy

Przygotowujemy indywidualne projekty wszelkich rozwiązań związanych z przejściami przepustowymi do zwierzątarni. Dostępne prysznic powietrzny mogą posiadać zarówno przejścia proste, jak i kątowe czy przejścia w kształcie litery T (z 3 drzwiami). Służą przeznaczone do przenoszenia materiałów posiadają również wiele dostępnych opcji, takich jak: zróżnicowany rodzaj wykończenia, filtry HEPA, przyłącze do przeprowadzania testu zdyspergowanych cząstek stałych (DOP), system do sterylizacji za pomocą UV lub H₂O₂. Wymiary poszczególnych systemów można dostosować do indywidualnych wymagań obiektu.

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami w celu przygotowania wyceny wybranej instalacji.

SYCHEM

