

## Porównanie systemów RoVent®



	RoVent® Jr.	RoVent®	SomnoSuite® with RoVent®
Wentylacja objętościowa	✓	✓	✓
Wentylacja ciśnieniowa	✓	✓	✓
Tryb wentylacji pulsacyjnej	✗	✓	✓
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP)	✗	✓	✓
Tryb wspomagania	✗	✓	✓
Tryb głębokiego oddechu	✗	✓	✓
Stosunek fazy wdechowej do wydechowej (I:E)	✓	✓	✓
Objętość przepływowa — mierzona	✓	✓	✓
Automatyczna konfiguracja	Ograniczona	✓	✓
Profile użytkowników	✗	✓	✓
Alarmy parametrów	✗	✓	✓
Wejście spustowe	✗	✓	✓
Wyjście analogowe	✗	✓	✓
Wyjście cyfrowe	✗	✓	✓
Tryb synchronizacji	✗	✓	✓
Integracja ADI	✗	✓	✓
Port danych	✗	✓	✓
Wewnętrzny rejestr danych	✗	✓	✓
Zegar czasu rzeczywistego	✗	✓	✓
Monitor temperatury oraz moduł do sterowania homeotermicznego	✗	RightTemp w zestawie	RightTemp w zestawie



www.animalab.eu  
info@animalab.eu