


Opis produktu**• STERYLIZACJA**

Wszystkie elementy regału mogą zostać poddane autoklawowaniu

• ŚCIANKI

Możliwość wyciągnięcia jednej z bocznych ścian klatki w celu umożliwienia poruszania się zwierzętom w płaszczyźnie poziomej.

• ZAWIASY

Regał posiada zawiasy po lewej oraz prawej stronie, co pozwala na zmianę kierunku otwierania poszczególnych klatek

• PODŁOŻE

Klatki wyposażone są w perforowane podłóże, dzięki któremu nieczystości, trafiają bezpośrednio do kuwety - wysuwanej bez konieczności otwierania klatki