

## Platinum SMART

Komora II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego




KOJAIR®

Najcichsza i najbardziej energooszczędna

Perfekcyjnie wykonana


Sterowana przy użyciu ekranu dotykowego

Pełne bezpieczeństwo personelu, środowiska i materiału



Szerokie możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb

Możliwość personalizacji ustawień, dostępu, kont użytkowników i planu rezerwacji terminu pracy



## Innowacje Kojair, które wyznaczają standardy

- zredukowany do minimum poziom hałasu
- cieńszy filtr HEPA
- okna z boków komory
- regulowane natężenie oświetlenia w obszarze roboczym
- alarm czerwonego światła w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa
- funkcja dezynfekcji światłem UV
- możliwość podłączenia urządzenia SteriWizard
- wykorzystanie nowoczesnych i łatwych w czyszczeniu materiałów

Najcichsze komory przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa

Platinum - najwyższy standard komór biobezpieczeństwa



## Parametry komór Platinum ★★★★★

Wymiary zewnętrzne [mm]	Platinum 100	Platinum 130	Platinum 170	Platinum 200
Szerokość	1094	1399	1744	2049
Głębokość	895			
Wysokość	2195 (przy ustawieniu wysokości roboczej na poziomie 800 mm)			
Wymiary obszaru roboczego [mm]				
Szerokość	914	1219	1564	1869
Głębokość	600			
Wysokość	665			
Minimalne zużycie prądu [kW/h]	0,093	0,104	0,165	0,173

Dowiedz się więcej: +48 61 861 60 04  
info@animalab.pl