

Produkty osikowe TAPVEI®

– najbardziej naturalne wyposażenie w zwierzętarni

*Drewno osiki **Populus tremula** należy do twardego gatunku, co ma kluczowe znaczenie w wyrobach dla zwierząt laboratoryjnych. Wpływa na świetne parametry ściółki w zakresie chłonności wilgoci i amoniaku oraz na jej praktyczną bezpyłowość. Materiały gniazdujące są wyjątkowo miękkie i sprężyste. Zabawki urozmaicające środowisko bytowania skutecznie aktywizują zachowania zwierząt i zaspokajają naturalny instynkt gryzienia, nie wpływając na wyniki eksperymentów w zakresie cytotoxycyzności.*


Wszystkie produkty TAPVEI® są autoklawowalne i biodegradowalne. Ich jakość zapewniają standardy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018. Uprawy drzew osikowych TAPVEI są prowadzone na terenach kontrolowanych i certyfikowanych przez Forest Stewardship Council (FSC).



Ściółki osikowe

Idealne do automatycznego dyspensera ściółki. Zalecane do izolatorów i systemów IVC.

- Zawartość wilgoci ok. 10%
- Zwartość 180/200 kg/m³
- Pojemność absorpcji 260%
- Ilość zapylenia (cząstki < 0,25 mm), mniej niż 0,1%
- Wiązanie amoniaku 26mg/L



Schronienia

- W wersji dla myszy i szczurów
- Posiadają podłogę, dlatego są polecane do klatek drucianych
- W kształcie tuneli, budek, domków



Arkady

- Łatwiejsze w utrzymaniu czystości – nie mają podłogi
- W rozmiarach dla myszy i szczurów



Materiał gniazdujący

- Zawartość wilgoci ok. 10%
- Worek 3 kg wystarcza na ok. 600 klatek
- Dostępne 3 rozmiary

Klocki do ścierania zębów

- Dostępne w różnych rozmiarach i kształtach
- Wielokrotnego użytku po umyciu i autoklawowaniu

Inne dostępne akcesoria:

- Schody
- Labirynty
- Kostki
- Tunele
- Kulki
- Budki



Nr kat.	Nazwa	Rozmiar (mm)	Opakowanie
---------	-------	--------------	------------

Ściółki

2HP10KG	Ściółka	2x2x1	Worek papierowy 10 kg, Paleta (33 worków / paleta)
4HK10KG	Ściółka	5x5x1	

Materiały gniazdujące

PM90L	Materiał gniazdujący dla myszy	ok. 2x200	Worek 90 L (ok. 3 kg), Paleta (21 worków / paleta)
PM90L/R	Materiał gniazdujący dla szczurów	ok. 3x200	
PM90L/2R	Materiał gniazdujący dla myszy i szczurów	ok. 6x200	

Klocki do gryzienia

TAPV-AB-S	Klocki S	50x10x10	1000 lub 2000 szt. / op.
TAPV-AB-M	Klocki M	100x20x20	200 szt. / op.
TAPV-AB-L	Klocki L	200x43x43	50 szt. / op.
TAPV-AB-RABBIT	Klocki dla królików	65x58x23	100 szt. / op.
TAPV-AB-BALL	Kulka	Ø30	500 szt. / op.

Schronienia

TAPV-TUBE-S	Schronienie S dla myszy	100x75x75	30 szt. / op.
TAPV-TUBE-M	Schronienie M dla szczurów	198x105x105	6 szt. / op.
TAPV-ARCADE14	Arkada 14 dla myszy	198x105x90	12 szt. / op.
TAPV-ARCADE17	Arkada 17 dla szczurów	180x140x107	8 szt. / op.
TAPV-TUNEL	Tunel	100x40x40, otwór Ø30	100 szt. / op.
TAPV-LABIRYNTH	Labirynt	150x43x10, 4 otwory Ø30	50 szt. / op.
TAPV-CUBE	Kostka	60x60x60, otwór Ø30	72 szt. / op.
TAPV-STAIRS	Schody	75x20x208	40 szt. / op.
TAPV-CABIN-MOUSE	Trójkątna budka dla myszy	155x92x85, otwór Ø30	24 szt. / op.
TAPV-CABIN-MOUSE-STAIRS	Trójkątna budka dla myszy ze schodami	155x92x85, otwór Ø30	24 szt. / op.
TAPV-HOUSE-MOUSE	Kwadratowy domek dla myszy	110x110x67, otwór Ø40	20 szt. / op.
TAPV-HOUSE-GUINEA PIG	Kwadratowy domek dla świnki morskiej	220x178x138, wejście 70x90	2 szt. / op.
TAPV-CORNER15	Narożnik 15	105x75x80	60 szt. / op.
TAPV-CORNER15-ST	Narożnik 15 ze schodami	105x75x80	60 szt. / op.