



**Miele** Group Member

Oferujemy zmywarki i autoklawy firmy Steelco z niemieckiej grupy Miele. Różnorodna oferta i szeroki wachlarz modeli zmywarek Steelco i autoklawów – pozwalają na tworzenie bardzo zindywidualizowanych projektów w zakresie mycia i sterylizacji. Świadczymy również usługi serwisu oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.



### ZMYWARKI DO LABORATORIUM

- Wyposażone w różne systemy dysz wtryskowych do skutecznego mycia probówek, pipet, kolb, cylindrów itp.
- Kompaktowe modele o różnej pojemności: podblatowe, przelotowe, także ze szklanymi drzwiami
- Z możliwością różnorodnej konfiguracji wyposażenia
- Opcjonalnie wyposażone w system zmiękczenia wody, dodatkowe pompy detergentów i funkcję dezynfekcji
- Bardzo duży wybór insertów, koszy i tac

MODELE: LAB 500 | 600 | 610 | 640 | 660 | 680 | 900 | 1000 | 1500 | SUSZARKA



### ZMYWARKI DO ZWIERZĘTARNI

MODELE DLA MNIEJSZYCH ZWIERZĘTARNI:  
AC 1200 | 1300 | 1400 | 1500

- Do klatek i butelek dla zwierząt
- Specjalne wyposażenie oraz opcje cyklu do mycia zbiorników do hodowli zwierząt wodnych i klatek dla królików
- Niskie koszty cyklu poprzez zmniejszone zużycie wody i energii



### ZMYWARKI REGAŁOWE I TUNELOWE: AC 7500 | 8500 | 3500

- Duża objętość załadunkowa przy krótkim czasie trwania cyklu
- W standardzie dwa dozowniki detergentu umożliwiające ustawianie różnych programów mycia
- Możliwość wykorzystania jako komory dekontaminacyjnej poprzez użycie generatora zamgławiania chemicznego
- Drzwi automatyczne

**ZAPYTAJ O SYSTEMY DO AUTOMATYCZNEGO OPRÓŻNIANIA I NAPEŁNIANIA BUTELEK ORAZ ZDEJMOWANIA I NAKŁADANIA KAPSLI NA BUTELKI**

## Dlaczego warto wybrać zmywarki Steelco Miele Group?

- Opcje przelotowe dla podwyższonego standardu biobezpieczeństwa BSL2, BSL3, SPF
- Bardzo szerokie możliwości dostosowania zmywarek, dzięki wielu komponentom i dodatkowemu wyposażeniu
- Obwód płukania oddzielony od obwodu mycia w każdym modelu zmywarki Steelco
- Wszystkie komory z wysokiej jakości stali AISI 316
- Sonda pomiaru temperatury PT1000 w standardzie

**ZAPYTAJ O SERWIS ZMYWAREK: PRZEGLĄDY, NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE**

## Autoklawy do laboratoriów naukowych, przemysłowych i farmaceutycznych oraz zwierzętarni

### AUTOKLAWY ŁADOWANE OD GÓRY, PIONOWE

- Kompaktowe, pionowe autoklawy
- Efektywne kosztowo rozwiązanie do zastosowań laboratoryjnych

MODELE VS LD O POJEMNOŚCIACH 90 L ORAZ 125 L



MODELE VS L O POJEMNOŚCI OD 250 L DO 920 L

MODELE BULK O POJEMNOŚCI OD 905 L DO 9070 L

### AUTOKLAWY ŚREDNIEJ I DUŻEJ OBJĘTOŚCI

- Dostępne opcje przelotowe
- Drzwi otwierane ręcznie lub automatycznie
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L, z płaszczem wodnym zapewniającym równomierną dystrybucję ciepła
- Drzwi od wewnątrz wykonane z stali nierdzewnej AISI 316L bez spawów
- Izolacja cieplna komory jest łatwo demontowanym pokrowcem, umożliwiającym szybki dostęp i obniżenie kosztów serwisu
- W standardzie sonda kontroli obciążenia ładunkiem
- Kolorowy ekran dotykowy HMI z wielopoziomowym systemem dostępu użytkownika
- Wbudowana drukarka do rejestracji cykli
- Powszechnie dostępne, trwałe części zamienne
- System oszczędzania wody ECO w standardzie
- Przeznaczone do laboratoriów klasy BSL2, BSL3 i BSL4

## Skorzystaj z doświadczenia Animalab!

- Fachowe doradztwo Animalab w zakresie przygotowania projektu, podłączenia i instalacji systemów Steelco
- Pełny serwis zmywarek i autoklawów, gwarancyjny i pogwarancyjny
- Oferta zindywidualizowanych rozwiązań projektowych „pod klucz”
- Lista referencji dostępna na życzenie